

Dialyse péritonéale : Connexion au cycleur

- Anticipation
- Préparation
- Procédure
- Vérifier la fermeture de l'extension du cathéter
- Désinfecter la jonction de l'extension avec le MiniCap
- Protéger l'extension
- Connecter la ligne patient (selon le type de dispositif : pédiatrique ou pour adulte)
- Mettre la coquille de protection (si dispositif pour adulte)
- Ouvrir l'extension du cathéter
- Vérifier le système
- Démarrer le traitement
- Récupération