

## Dialyse péritonéale : Assemblage du cycleur

- Anticipation
- Préparation
- Procédure
- Mettre le cycleur en fonction
- Vérifier les sacs de dialysat
- Ajouter la médication dans les sacs, si nécessaire
- Préparer les sacs de dialysat pertinents:
  - Dianeal
  - Extraneal
  - Physioneal 2,5litres : briser la canule
  - Physioneal 5 litres : ouvrir le joint long et le joint court et vérifier le contour du sac
- Déposer le sac sur le réchaud
- Préparer le dispositif pour cycleur avec cassette
- Préparer le sac de drainage et le sac d'échantillon (si besoin)
- Démarrer le cycleur
- Ouvrir la porte du cycleur
- Installer la cassette du dispositif pour cycleur
- Refermer la porte du cycleur
- Installer le présentoir du dispositif pour cycleur
- Désinfecter vos mains



## Dialyse péritonéale : Assemblage du cycleur

Page 2 de 2

- Connecter le sac d'échantillon (si besoin)
- Connecter le sac de drainage
- Préparer la connexion des sacs
- Désinfecter vos mains
- Connecter le sac sur le réchaud (en tenant compte des spécificités selon le sac)
- Connecter les sacs de dialysat
- Connecter le sac de dernière injection (si besoin)
- Vérifier les connexions
- Disposer les sacs
- Faire le vide d'air des lignes
- Vérifier le niveau de dialysat dans la ligne patient
- Connecter votre enfant au cycleur, si désiré
- Récupération